



REACH® Inside: Quality & Innovation

# REACH® ENDO III

Engrapadora Lineal cortante Endoscópica y Recargas




CE 0197

Tianjin, China  
4th Floor, Bldg. B, No. 5 of Fourth  
Street, TEDA, Tianjin, 300457, China  
Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915

Beijing, China  
Room 2015, 20 Floor, The Beijing Silver Tower,  
No.2, East Third Ring North Road, Chaoyang  
District, Beijing, 100027, China  
Tel: +86 10-65675672 Fax: +86 10-65678258

# CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

## REACH® ENDO III




### Fuerza de Compresión Mejorada

Previene movimiento no deseado y maximiza la compresión del tejido, sin generar daño en tejidos.



### Perilla de Articulación y Rotación

Rotación y articulación en la misma perilla lo que entrega facilidad en el manejo.



### Punta de libre articulación, sin restricciones que rota a un máximo de 45° a cada dirección

Provee control y precisión sin precedentes para acceder a anatomías complejas.



### Rango completo de Recargas para cubrir todo tipo de Cirugías

- 60mm de largo
- Gris / Blancas / Azul / Doradas Verdes y Negras.



### Cargar Verdes de Bajo Perfil (Grapas 4.1mm)

Usadas para tejidos regular / grueso pudiendo ser utilizadas con Trocares de 12mm.



### Seguro de Cargas Usadas

Asegura que cargas utilizadas no puedan ser recargadas y utilizadas, protegiendo a los pacientes.



### Nueva hoja de corte en cada Recarga

Asegura cortes limpios y seguros previniendo contaminación cruzada y metástasis de tumor.

## SMART ENDO REACH®

### Engrapadora

Código del Producto	Descripción	Longitud de Vástago (mm)	Cantidad por Caja
REC60A	ENGRAPADORA ENDO3 ESTANDAR ARTICULADA	253MM	3

### Recargas

Código del Producto	Descripción	Color	Tejido	Altura Abierta (mm)	Altura Cerrada (mm)	Nº de Grapas	Líneas de Grapas	Cantidad por Caja
REC60GRA	RECARGA ENDO3 60MM 2.0 GRIS	● Gris	Ultravascular	2	0,75	90	6	6
REC60WHT	RECARGA ENDO3 60MM 2.5 BLANCA	○ Blanca	Vascular	2,5	1	90	6	6
REC60BLU	RECARGA ENDO3 60MM 3.5 AZUL	● Azul	Regular	3,5	1,5	90	6	6
REC60GLD	RECARGA ENDO3 60MM 3.8 DORADA	● Dorada	Regular/Grueso	3,8	1,75	90	6	6
REC60GRN	RECARGA ENDO3 60MM 4.1 VERDE	● Verde	Grueso	4,1	2	90	6	6
REC60BLK	RECARGA ENDO3 60MM 4.4 NEGRA	● Negra	Ultragrueso	4,4	2,2	90	6	6