

SMART ENDO REACH®

Engrapadora Lineal Cortante Laparoscópica



Descripción del Producto

La Engrapadora Universal Endo SRC puede ser utilizada en resecciones, transecciones y anastomosis; ofreciendo una hemostasia eficaz gracias a la buena compresión de sus mandíbulas, creando un engrapado uniforme en sus 6 líneas de grapas.

Características y Beneficios

Características	Beneficios
Ergonomía avanzada	Mejor adherencia. Fácil manipulación, 20% de reducción en fuerza de disparo comparado con la 1ra generación
Engrapadora universal compatible con todos los tamaños y colores de carga.	Reducción de inventario y códigos, permitiendo una disminución de costos
Nuevo bisturí en cada disparo	Asegura un corte preciso y reduce la posibilidad de metástasis de tumor
Articulación de hasta 45° en ambas direcciones	Entrega mayor flexibilidad y mejora el acceso a espacios de difícil acceso
Abertura de mandíbula de 24mm	Facilidad para posicionar la engrapadora en el tejido
Cargas con superficies mas adherentes y poder de compresión avanzado	Aumenta la compresión del tejido y reduce el deslizamiento del tejido durante el disparo



Engrapadora lineal cortante laparoscópica SRC

Código del Producto	Descripción	Longitud de Vástago (mm)	Disparos Máximos	Cantidad por Caja
ENDO SRC S	Engrapador Lineal Cortante Universal Corto	60	25	3
ENDO SRC	Engrapador Lineal Cortante Universal Estandar	160	25	3
ENDO SRC L	Engrapador Lineal Cortante Universal Largo	260	25	3

Cargas ENDO SRC

Código del Producto	Descripción	Color	Tejido	Altura Grapa Abierta (mm)	Altura Grapa Cerrada (mm)	Número de Grapas	Líneas de Grapas	Cantidad por Caja
ENDO SRC4525 L	Carga Recta de 45mm	Blanca	Vascular/Fino	2,5	1,0	66	6	6
ENDO SRC4525 R	Carga Articulada de 45mm	Blanca	Vascular/Fino	2,5	1,0	66	6	6
ENDO SRC4535 L	Carga Recta de 45mm	Azul	Regular	3,5	1,5	66	6	6
ENDO SRC4535 R	Carga Articulada de 45mm	Azul	Regular	3,5	1,5	66	6	6
ENDO SRC6035 L	Carga Recta de 60mm	Azul	Regular	3,5	1,5	90	6	6
ENDO SRC6035 R	Carga Articulada de 60mm	Azul	Regular	3,5	1,5	90	6	6
ENDO SRC6040 L	Carga Recta de 60mm	Dorada	Regular/Grueso	4,0	1,75	90	6	6
ENDO SRC6040 R	Carga Articulada de 60mm	Dorada	Regular/Grueso	4,0	1,75	90	6	6
ENDO SRC4548 L	Carga Recta de 45mm	Verde	Grueso	4,8	2,0	66	6	6
ENDO SRC4548 R	Carga Articulada de 45mm	Verde	Grueso	4,8	2,0	66	6	6



Argentina
Av. Gral. Manuel Savio s/n Lote 3 - Manzana 3
(X5925XAD) Córdoba - Argentina
+54 (351) 4502100 / +54 (351) 4502130
promedon@promedon.com

Cincinnati, USA
4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 4524, USA
Tel: +1(513)769-1818 Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China
4th Floor, Bldg. B, No 5 of Fourth
Street, TEDA, Tianjin, 300457, China
Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915