

REACH® PPH 33

Equipo para Procedimientos
de Prolapsos y Hemorroides



Descripción del Producto

El dispositivo REACH PPH33 proporciona 2 filas de grapas de titanio escalonadas con un diámetro de 33 mm diseñado para Prolapsos Rectales y Hemorroides.

Proporciona un tratamiento efectivo para Hemorroides y Prolapso Rectal



Características y Beneficios

Características	Beneficios
Tecnología de ajuste de altura de Grapa (0,8 mm a 1,5 mm)	Permite una compresión controlada del tejido
Reach PPH 33 tiene 32 grapas	Mejor Hemostasia
Reach PPH 33 tiene 4 orificios de sutura	Mejor posicionamiento de la sutura al mover el tejido dentro del dispositivo
Yunque fino	Minimiza el traumatismo en el retiro del dispositivo
Reach PPH 33 tiene mejor capacidad de almacenamiento	Acomoda una cantidad mayor de tejido a ser reseccionado
Longitud de vástago y yunque 63 mm	Mejor visión durante el procedimiento



Especificaciones

Código del Producto	Descripción	Líneas de Grapas	Números de Grapas	Altura Grapa Abierta (mm)	Altura Grapa Cerrada (mm)	Lúmen (mm)	Cantidad Por Caja
PPH33	Equipo para Procedimientos de Prolapsos e Hemorroidas	2	32	3,5	0,8 - 1,5	24,4	3

Argentina
 Av. Gral. Manuel Savio s/n Lote 3 - Manzana 3
 (X5925XAD) Córdoba – Argentina
 +54 (351) 4502100 / +54 (351) 4502130
 promedon@promedon.com

Cincinnati, USA
 4480 Lake Forest Dr, Suite 414
 Cincinnati, OH 4524, USA
 Tel: +1(513)769-1818 Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China
 4th Floor, Bldg. B, No 5 of Fourth
 Street, TEDA, Tianjin, 300457, China
 Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915