

Fergus



TapeFit Max, TapeFit A & CordFit A

FAMILIA DE SUTURAS PARA
FIJACIONES DE TEJIDO BLANDO

TapeFit A 1,5 mm

Posee un diseño tipo cinta destinado a aumentar la superficie de apoyo y mejorar la distribución de fuerzas en contacto con el tejido.

- Disponible en blanco/azul
- Sutura multifilamento de ultra alta resistencia

- **Resistente**

Posee una mayor resistencia a la tracción que CordFit A #2

- **Versátil**

Permite realizar tanto reparaciones sin nudo como anudados de bajo perfil

- **Ideal para uso con ancla QuickFit PK**

TapeFit Max 2 mm

Cuenta con una geometría mixta, tipo cinta 2 mm en el centro y, tipo cuerda #5 en los extremos.

- Disponible en blanco/azul
- Sutura multifilamento de ultra alta resistencia

- **Más superficie**

Cinta de 2 mm de ancho para reparaciones sin nudo

- **Fácil de manipular**

Posee extremos de sutura #5 que simplifican su pasaje a través de tejido e instrumental

- **Compatible con pinza pasadora de suturas SelfPass**



CordFit A


Su materia prima y tecnología distintiva de trenzado dotan, a estas suturas tipo cuerda, de una gran resistencia a la tracción garantizando un excelente desempeño biomecánico para fijaciones de tejido blando en cirugías ortopédicas mínimamente invasivas.

CordFit A #2

- Disponible en blanco/negro y blanco/azul
- Sutura multifilamento de ultra alta resistencia
- **Nudos fuertes y de bajo perfil**
Su trenzado sin núcleo posibilita nudos colapsables de baja altura aportando ventajas al proceso de cicatrización en la reparación
- **Textura mejorada**
Genera baja abrasión del tejido y facilita el deslizamiento del nudo

CordFit A #2-0

- Disponible en blanco/negro y blanco/azul
- Sutura multifilamento de ultra alta resistencia
- **Menor diámetro, textura mejorada**
Permite reparaciones seguras en tejidos blandos como el menisco, con una baja abrasión del tejido
- **Diseño de alto contraste**
Disponible en colores de alto contraste con el tejido para facilitar la identificación en visión artroscópica y durante cirugías mínimamente invasivas



CordFit A #2

Fabricadas con multifilamentos de ultra alta resistencia para brindar seguridad en las reparaciones de tejido blando.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU210120	Sutura CordFit A #2-0 blanca-azul, de 38" (96 cm)
FG-SU210220	Sutura CordFit A #2-0 blanca-negra, de 38" (96 cm)
FG-SU210102	Sutura CordFit A #2 blanca-azul, de 38" (96 cm)
FG-SU210202	Sutura CordFit A #2 blanca-negra, de 38" (96 cm)
FG-SU810115	Sutura TapeFit A 1,5 mm blanca-azul, de 38" (96 cm)
FG-SU510120	Sutura TapeFit Max 2 mm con extremos tipo cuerda #5, blanca-azul, de 30" (76 cm)

Indicación de uso: Las suturas marca Fergus están indicadas para aplicaciones de aproximación y/o unión de tejido blando, y pueden emplearse como componentes en intervenciones que incluyan reparación con tejidos de aloinjertos o autoinjertos, en cirugías artroscópicas, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas.

REGISTRO SANITARIO No. 16409-DME-0424