

SOUND REACH®

Pinza Ultrasonido



Descripción del Producto

La pinza ultrasonido SOUND REACH® proporciona rapidez, seguridad, facilidad y flexibilidad en las cirugías donde la energía avanzada es necesaria.

Características y Beneficios

Características	Beneficios
Corte y coagulación con un solo instrumento	Rapidez y versatilidad disminuyendo el cambio de instrumentos
No conduce la energía a través del paciente y tiene menor dispersión térmica	Seguridad para el paciente en la cirugía No compromete tejidos adyacentes
Corte y coagulación simultánea en sellado de vasos	Facilita una buena hemostasia
Control total de los comandos con una sola mano en el corte y coagulación	Facilita la cirugía y acorta los tiempos de la cirugía

Descripción de Productos

Código del Producto	Descripción	Cantidad por Caja
CS3605H	Pinza de corte y coagulación con punta curva, 5mm de espesor y 36cm de largo del vástago	3
CS2305H	Pinza de corte y coagulación con punta curva, 5mm de espesor y 23cm de largo del vástago	3
CS1405H	Pinza de corte y coagulación con punta curva, 5mm de espesor y 14cm de largo del vástago	3



Accesorios del Generador

Código del Producto	Descripción	Cantidad por Caja	Nivel de Potencia	Dimensiones (cm)
CSUS 6000	Generador con Pedal	1	1-5	16 x 36 x 38
TRA-5	Transductor	1	-	-
TRA-5 CABLE	Cable para Transductor	1	-	-
CART 6000	Carro para Generador	1	-	94 x 39 x 60



Argentina
Av. Gral. Manuel Savio s/n Lote 3 - Manzana 3
(X5925XAD) Córdoba - Argentina
+54 (351) 4502100 / +54 (351) 4502130
promedon@promedon.com

Cincinnati, USA
4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 4524, USA
Tel: +1(513)769-1818 Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China
4th Floor, Bldg. B, No 5 of Fourth
Street, TEDA, Tianjin, 300457, China
Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915