


EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

STENTS BILIARES

La línea de stents biliares de Micro-Tech Endoscopy está disponible tanto para el sistema de alambre guía largo como para el de alambre guía corto, para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.



PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.



ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA LARGO

Stents biliares no cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-001-10.040	10	40	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.060	10	60	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.080	★ 10	80	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.100	10	100	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja

Stents biliares parcialmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-002-10.040	10	40	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.060	★ 10	60	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.080	10	80	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.100	10	100	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja

Stents biliares totalmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-004-10.040	10	40	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.060	★ 10	60	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.080	10	80	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.100	10	100	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja



ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA CORTO

Stents biliares no cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
RST43-001-10.040	10	40	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-001-10.060	10	60	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-001-10.080	★ 10	80	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-001-10.100	10	100	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja

Stents biliares parcialmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
RST43-002-10.040	10	40	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-002-10.060	★ 10	60	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-002-10.080	10	80	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja
RST43-002-10.100	10	100	8,5/2,8	1900	SI	1/Caja

Stents biliares totalmente cubiertos

Ref	Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
RST43-004-10.040	10	40	8,5/2,8	1900	NO	1/Caja
RST43-004-10.060	★ 10	60	8,5/2,8	1900	NO	1/Caja
RST43-004-10.080	10	80	8,5/2,8	1900	NO	1/Caja
RST43-004-10.100	10	100	8,5/2,8	1900	NO	1/Caja

