



EXCELENTE ESTABILIDADE POSICIONAL

STENTS BILIARES



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

EXCELENTE ESTABILIDADE POSICIONAL
Design anatômico.

TTS
Pode ser colocado através do canal, sob visão endoscópica.


FIOS DE EXTRAÇÃO
Para extração e reposicionamento.



ESPECIFICAÇÕES


SISTEMA DE FIO GUIA LONGO

Stents biliares não revestidos

| Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| NST03-001-10.040 | 10 | 40 | 7,5/2,5 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-001-10.060 | 10 | 60 | 7,5/2,5 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-001-10.080  | 10 | 80 | 7,5/2,5 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-001-10.100 | 10 | 100 | 7,5/2,5 | 1800 | SIM | 1/Caixa |


Registro ANVISA: 10306840176

Stents biliares parcialmente revestidos

| Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| NST03-002-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-002-10.060  | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-002-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |
| NST03-002-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | SIM | 1/Caixa |

Registro ANVISA; 10306840177

Stents biliares totalmente revestidos

| Ref | Diâmetro do corpo (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do cateter (mm) | Comprimento de trabalho (mm) | Reinsertável na bainha | Embalagem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| NST03-004-10.040 | 10 | 40 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
| NST03-004-10.060  | 10 | 60 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
| NST03-004-10.080 | 10 | 80 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |
| NST03-004-10.100 | 10 | 100 | 8,5/2,8 | 1800 | NÃO | 1/Caixa |

Registro ANVISA; 10306840177

