


VERSATILIDADE COM STENTS DUODENAIS

Os stents duodenais da Micro-Tech Endoscopy adaptam-se perfeitamente à anatomia do duodeno devido às suas pontas esféricas. Elas apresentam:

- Versões não revestidos, parcialmente revestidos e totalmente revestidos, estão disponíveis para todas as indicações necessárias.
- Liberação sob visão endoscópica, sistema TTS.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

VERSATILIDADE

Disponibilidade de vários tamanhos e modelos.

LIBERAÇÃO SEGURA

Pode ser monitorado tanto endoscopicamente quanto fluoroscopicamente.

FIOS DE EXTRAÇÃO

Para extração e reposicionamento.



ESPECIFICAÇÕES

DUODENAL NÃO REVESTIDO

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter(mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST74-331-20.060	20			1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-20.080	20	60	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-20.100	★ 20	80	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-20.120	★ 20	100	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-22.060	22	120	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-22.080	22	60	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-22.100	22	80	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-22.120	22	100	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-24.060	24	120	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-24.080	24	60	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-24.100	24	80	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-331-24.120	24	100	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa
		120	10/3,3	1800	NÃO	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840186

DUODENAL PARCIALMENTE REVESTIDO

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter(mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST74-332-20.060	20	60	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-20.080	20	80	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-20.100	20	100	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-20.120	★ 20	120	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-22.060	22	60	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-22.080	22	80	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-22.100	22	100	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-22.120	22	120	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-24.060	24	60	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-24.080	★ 24	80	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-24.100	24	100	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-332-24.120	24	120	10,5/3,5	1800	NÃO	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840187



ESPECIFICAÇÕES

DUODENAL TOTALMENTE REVESTIDO

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter(mm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST74-334-20.060	20	60	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-20.080	20	80	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-20.100	20	100	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-20.120	20	120	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-22.060	22	60	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-22.080	22	80	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-22.100	22	100	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-22.120	22	120	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-24.060	24	60	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-24.080	★ 24	80	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-24.100	24	100	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa
NST74-334-24.120	24	120	11/3,7	1800	NÃO	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840187

