

COLOCAÇÃO PRECISA

STENTS ESOFÁGICOS TOTALMENTE E PARCIALMENTE COBERTOS

É essencial a colocação precisa do stent e a manutenção da posição durante todo o processo de implantação. A Micro-Tech Endoscopy tem mais de duas décadas de experiência na fabricação de stents esofágicos de alta qualidade e acessíveis.

O sistema de implantação tem uma ponta flexível e cônica para facilitar a colocação através de estenoses estreitas, enquanto o cateter portador pré-carregado e o mecanismo de alça deslizante proporcionam uma entrega suave do stent ao local alvo. Nossa linha de stents esofágicos combina flexibilidade e força radial consistente para auxiliar na resolução de estenoses.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

MARCADORES RADIOPACOS

Embora todo o stent seja visível sob fluoroscopia, cada um deles tem vários marcadores radiopacos para auxiliar na colocação precisa do stent.

FABRICADO À PARTIR DE UM FIO

Nossos stents esofágicos total e parcialmente revestidos são trançados à partir de um único fio de Nitinol, reduzindo desta forma o risco de fratura nos pontos de conexão.

RESISTÊNCIA À MIGRAÇÃO

As pontas cônicas podem reduzir a migração dentro do lúmen esofágico.



ESPECIFICAÇÕES

EXTREMIDADES PARCIALMENTE REVESTIDOS

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter (cm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST01-222-18.080	18	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-18.100	18	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-18.120	18	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-18.150	18	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-20.080	20	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-20.100	★ 20	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-20.120	★ 20	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-20.150	20	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-22.080	22	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-22.100	★ 22	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-22.120	★ 22	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-22.150	★ 22	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-24.080	24	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-24.100	24	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-24.120	24	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-222-24.150	24	150	24/8	650	SIM	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840181

EXTREMIDADES TOTALMENTE REVESTIDOS

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter (cm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST01-224-18.080	18	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-18.100	18	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-18.120	18	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-18.150	18	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-20.080	20	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-20.100	★ 20	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-20.120	★ 20	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-20.150	20	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-22.080	22	80	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-22.100	★ 22	100	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-22.120	★ 22	120	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-22.150	22	150	20/6,7	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-24.080	24	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-24.100	24	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-24.120	24	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST01-224-24.150	24	150	24/8	650	SIM	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840181



ESPECIFICAÇÕES

ANTI-REFLUXO PARCIALMENTE REVESTIDOS

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter (cm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST21-112-18.080	18	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-18.100	18	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-18.120	18	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-20.080	20	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-20.100	20	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-20.120	20	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-22.080	22	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-22.100	22	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-22.120	22	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-24.080	24	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-24.100	24	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-112-24.120	24	120	24/8	650	SIM	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840181

ANTI-REFLUXO TOTALMENTE REVESTIDOS

Ref	Diâmetro do corpo (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro do cateter (cm)	Comprimento de trabalho (mm)	Reinsertável na bainha	Embalagem
NST21-114-18.080	18	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-18.100	18	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-18.120	18	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-20.080	20	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-20.100	20	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-20.120	20	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-22.080	22	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-22.100	22	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-22.120	22	120	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-24.080	24	80	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-24.100	24	100	24/8	650	SIM	1/Caixa
NST21-114-24.120	24	120	24/8	650	SIM	1/Caixa

Registro ANVISA: 10306840181

