


# VERSATILIDAD CON STENTS DUODENALES

Los stents duodenales de Micro-Tech Endoscopy se adaptan perfectamente a la anatomía del duodeno gracias a sus extremos esféricos. Cuentan con:

- Versiones no cubiertas, parcialmente cubiertas y totalmente cubiertas disponibles para todas las indicaciones que se necesiten.
- Liberación bajo visión endoscópica, sistema a través del endoscopio.



## PRINCIPALES VENTAJAS

### VERSATILIDAD

Disponible en varios tamaños y modelos.

### LIBERACIÓN SEGURA

Se puede controlar tanto por vía endoscópica como por vía fluoroscópica.

### HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.



## ESPECIFICACIONES

### DUODENAL NO CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-331-20.060	20	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.080	20	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.100	★ 20	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.120	★ 20	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.060	22	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.080	22	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.100	22	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.120	22	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.060	24	60	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.080	24	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.100	24	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.120	24	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja

### DUODENAL PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-332-20.060	20	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.080	20	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.100	20	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.120	★ 20	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.060	22	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.080	22	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.100	22	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-22.120	22	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.060	24	60	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.080	★ 24	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.100	24	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.120	24	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja



## ESPECIFICACIONES

### DUODENAL TOTALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-334-20.060	20	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.080	20	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.100	20	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-20.120	20	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.060	22	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.080	22	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.100	22	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-22.120	22	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.060	24	60	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.080	★ 24	80	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.100	24	100	11/3,7	1800	NO	1/Caja
NST74-334-24.120	24	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja

